

SCHWERT

SWORD · ESPADA

EPEE · SPADA



25

IDS SPECIAL



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

12 Gründe für SCHWERT Instrumente

- 1. Made in Germany**
- 2. Unser Design hat der Funktion zu folgen**
SCHWERT Instrumente erlauben ein sicheres und ergonomisches Arbeiten.
- 3. Die Präzision** wird durch die Verwendung modernster Fertigungstechniken im Zusammenspiel mit dem handwerklichen Können unserer teilweise jahrzehntelangen Mitarbeiter sichergestellt.
- 4. Das Wissen um die Funktion** unserer Instrumente beziehen wir aus der Zusammenarbeit mit namhaften Anwendern weltweit, welche uns von der Entwicklung bis hin zum fertigen SCHWERT Instrument begleiten.
- 5. Das Rohmaterial** stammt ausschließlich aus deutscher Herstellung und ist die wesentliche Voraussetzung für die gleichbleibend hohe Qualität in der Produktion von SCHWERT Instrumenten.
- 6. Präzisionsinstrumentenschlüsse** gewähren eine spielfreie Führung und ein langes verschleißfreies Arbeiten.
- 7. Hartmetalleinsätze** bei Instrumenten, die dauerhaft harten Anforderungen gerecht werden müssen.
- 8. Einfache Reinigung und Pflege** durch die Verwendung hochwertiger Materialien eignen sich SCHWERT Instrumente für alle üblichen Desinfektions- und Reinigungsmethoden. Es sind die Anwendungshinweise des jeweiligen Herstellers zu beachten. Eine regelmäßige Pflege mit Öl sichert eine lange Lebensdauer der Zangen, Scheren und Nadelhalter.
- 9. Qualitätsmanagement** stellt sicher, dass die Produktion stets unter Beachtung der aktuellen Normen und Gesetze erfolgt.
- 10. Unser Service** garantiert Ihnen eine schnelle und kostengünstige Aufarbeitung, wenn dies einmal notwendig werden sollte.
- 11. Unser PreisLeistungsverhältnis** Qualitätsinstrumente sind trotz des höheren Preises die bessere Wahl. Sie ermöglichen dem Arzt in kürzerer Zeit das gleiche Ziel zu erreichen und stellen ein besseres Ergebnis und einen schnelleren Heilungsverlauf sicher. Sie halten länger und minimieren die Kosten für Ersatz, Neuanschaffung und Reparatur.
- 12. Mehr Zufriedenheit** beim Anwender und Patienten durch präzisere und ergonomischere Eingriffe.

12 Reasons for SCHWERT instruments

- 1. Made in Germany**
- 2. Our design follows the function** SCHWERT instruments ensure a safe and ergonomic treatment.
- 3. The precision** is ensured by advanced manufacturing techniques, combined with the experience of our sometimes for decades employed craftsmen.
- 4. The knowhow about the function** of our instruments relies on our tight cooperation with well-known users / surgeons that join us from the development to the finished SCHWERT instrument.
- 5. The raw-material** is exclusively of German origin and is an essential for the consistently high quality in the production of SCHWERT instruments.
- 6. High precision joints** ensure precise treatments and a long wear free operation.
- 7. Tungsten Carbide inserts** for instruments, that have to meet frequently hard requirements.
- 8. Easy maintenance and cleaning** because of just high quality materials. SCHWERT instruments are suitable for all common disinfectants and cleaning methods. Please follow the manufacturers instructions carefully. Regular maintenance by oil ensures long life of our forceps, scissors and needle holders.
- 9. Quality Management** ensures you that the production is always in compliance with the current regulations and laws.
- 10. Our Service** guarantees you a fast and cost effective reprocessing, if necessary.
- 11. Price / performance ratio** Despite the price quality instruments are the better choice. They ensure to accomplish the same goal for the operator in less time and with even better results and faster recoveries for the patients. They last longer and minimize the cost for replacement and repair.
- 12. Satisfaction** for the operators and patients, by more precise, ergonomic and gentle treatments.





SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

seit/since
1896



schwert.com

MADE IN GERMANY



**TAC-TRACTION**

Better grip for better results

i

TAC-Traction Zahnzangen · TAC-Traction extraction forceps

Ein positives Extraktionsergebnis wird erzielt durch die korrekte Technik bei Verwendung der optimal, der Zahnanatomie, angepassten Zahnzange.

Die Verwendung des geeigneten TAC-Traction Instruments gewährleistet die optimale anatomische Anpassung und erlaubt eine ausgewogene Luxation, bei gutem Tastgefühl. Dies begründet sich in dem bis zu 25% geringeren Gewicht und die, der Hand angepassten Griffe, welche sowohl Links- als auch Rechtshändern eine individuelle Positionierung gewähren. Durch die ergonomisch geformten Griffe erreicht der Behandler gleichmäßige Kraftübertragungen bei Druck-, Zug- und Drehbewegungen.

Die exakt, dem Zahn, angepassten Maulformen sind in Universalzangen für Zähne mit guter Anatomie über dem Zahnfleisch, tiefgreifende Formen für Zähne mit defekten Kronen und Wurzelzangen, einzuteilen. Durch die glattwandigen Griffbereiche mit den kreisrunden Durchlässen ist das TAC-Traction Instrument außerordentlich gut zu reinigen und es bestehen keine hygienisch bedenklichen Zonen mehr, wie man sie bei geriffelten bzw. gerasterten Griffen kennt.

SCHWERT TAC-Traction Zahnzangen sind als Standardfiguren erhältlich oder als tiefgreifende Figuren. Beide Varianten sind ebenfalls mit einer Diamantierung erhältlich für bestmöglichen Grip.

A positive extraction result will only be achieved by an accurate technique in coherence with the extraction forceps, which allows the best anatomical adjustment to the tooth.

The appliance of the suitable TAC-Traction instrument guarantees an optimal anatomic adjustment and allows a well-balanced luxation, with a good tactile sensation. The reason for this is the 25% lower weight and the handle, which is adapted to the hand. Both left hander and right hander can find their individual positioning. By the ergonomic shaped handles the dentist can work with a constant power transmission of pressure, extraction and rotation.

The adapted form of the jaw is classed to the universal forceps for teeth with good anatomy over the teeth ridge, deep-gripping forms for teeth with defect corona and root forceps. Because of the clean handle area with the circular aperture the TAC-Traction instrument is excellent to clean and there are no hygienical dubious sites anymore, as known from corrugated handles.

SCHWERT TAC-Traction extraction forceps are as regular figures available or as deep gripping figures. Both variants are also with a diamond coating available for an optimal grip.

**140-67A**

FIG. 67A, 17,0 cm



140-67AD

FIG. 67A, 17,0 cm




SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

**TAC-
TRACTION**





140-2

FIG. 2, 16,0 cm



140-2D

FIG. 2, 16,0 cm



250-150

250-150D

FIG. 150, CRYER
18,0 cm, Universal

+ Wurzeln
+ Roots

i

Standard

Zahnzange
Extraction forceps

Extra Grip

Diamantiert
vergoldeter Griff
Diamond coating
gold plated handle




Eine Auswahl an diamantierten Zahnzangen finden Sie in unserem neuen Katalog. Gekennzeichnet mit der gelb hinterlegten Artikelnummer und dem Diamantzeichen. Diamantierte Zangen bieten einen perfekten Halt und verhindern jedes Abrutschen vom Zahn während der Extraktion.

You will find a selection of diamond-coated dental pliers in our new catalog. Marked with the yellow article number and the diamond symbol. Diamond-coated forceps provide a perfect grip and prevent any slipping off the tooth during extraction.



TAC-TRACTION
Deep gripping

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA




140-110

Tac-Traction Deep Grip Kit, beinhaltet:

140-34, 140-35, 140-36, 140-36A, 140-67N, 140-79N im SCHWERT Protector-Korb 2603-02


Tac-Traction Deep Grip Kit, consisting of:

140-34, 140-35, 140-36, 140-36A, 140-67N, 140-79N in SCHWERT Protector-Basket 2603-02




140-34

FIG. 34
16,0 cm




140-35

FIG. 35
16,0 cm




140-36

FIG. 36
15,0 cm




140-36A

FIG. 36A
15,0 cm



140-67N

FIG. 67N
17,5 cm




140-79N

FIG. 79N
16,0 cm



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

TAC-TRACTION
Deep gripping




140-34A

FIG. 34A, 16,0 cm




140-34AD

FIG. 34A, 16,0 cm




140-35

FIG. 35, 16,0 cm




140-35D

FIG. 35, 16,0 cm





140-35A

FIG. 35A, 16,0 cm




140-35AD

FIG. 35A, 16,0 cm



140-67N

FIG. 67N, 17,5 cm



140-67ND

FIG. 67N, 17,5 cm



TAC-TRACTION


Deep gripping

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



140-36A

FIG. 36A, 15,0 cm




140-36AD

FIG. 36A, 15,0 cm




140-36

FIG. 36, 15,0 cm




140-36D

FIG. 36, 15,0 cm




140-321

FIG. 321, 16,0 cm




140-321D

FIG. 321, 16,0 cm



140-79N

FIG. 79N, 16,0 cm



140-79ND

FIG. 79N, 16,0 cm



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA


i

ApiX TAC-TRACTION

Wurzelzangen für Ober- und Unterkiefer, Bernard-Form, für tief-frakturierte Wurzelreste. Die Wurzel wird sicher vom Zangenmaul umschlossen. Die Zahnung verhindert zuverlässig ein Abrutschen.

Root extraction forceps for upper and lower jaw, Bernard-Shaped, for deep fractured roots. The root will be securely surrounded by the beaks. The serration avoids slipping off.


TAC-TRACTION



140-45S

FIG. 45S, 17,0 cm


mikroverzahnt
micro serrated



140-45SD

FIG. 45S, 17,0 cm

mikroverzahnt + diamantiert
micro serrated + diamond coated



140-51S

FIG. 51S, 17,5 cm

mikroverzahnt
micro serrated

140-51SD

FIG. 51S, 17,5 cm

mikroverzahnt + diamantiert
micro serrated + diamond coated





SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Milchzahnzangen Milk teeth extraction forceps

Die SCHWERT Milchzahnzangen passen komplett in die Hand des Behandlers um den kleinen Patienten die Angst zu nehmen.

To avoid the fear of our small patients, the SCHWERT pedo forceps are that small to fit completely inside a hand.





212-137

212-137D

KLEIN
11,0 cm



Diamantiert
Diamond coating



212-139

212-139D

KLEIN
11,0 cm



212-140

212-140D

KLEIN
12,0 cm



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



i

Standard

Zahnzange
Extraction forceps

Extra Grip

Diamantiert
vergoldeter Griff
Diamond coating
gold plated handle





TAC-
TRACTION

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



140-59

FIG. 59, 15,0 cm
Extra schmal für Wurzeln
Extra slim for roots



140-67LX

FIG. 67LX, 17,5 cm



140-67RX

FIG. 67RX, 17,5 cm



1490-50

Levy Elevator 18-28
Extra starkes Chompret Syndesmotom zur 8er Extraktion, 21 cm Länge
Levy Elevator 18-28
Extra strong Chompret syndesmotome for wisdom tooth extraction, 21 cm long



1490-60

Levy Elevator 38/48
Beck Heber Figur 2, 3,5 mm, mit langem Schaft, 21 cm Länge
Levy elevator 38/48
Beck tip figure 2, 3.5 mm, with long shaft, 21 cm length



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



618-01

Approximal Desmotom, Fig. 0, gerade, 3,0 mm, auswechselbar, M4x 0,5, einendig
Approximal desmotome, fig. 0, straight, 3.0 mm, exchangeable, M4 x 0.5, single-ended



618-02

Approximal Desmotom, Fig. 4, distal, Biegung, 3,0 mm, auswechselbar, M4 x 0,5, einendig
Approximal desmotome, fig. 4, distal, 3.0 mm, exchangeable, M4 x 0.5, single-ended



618-03

Approximal Desmotom, Fig. 5, mesial, Biegung, 3,0 mm, auswechselbar, M4 x 0,5, einendig
Approximal desmotome, fig. 5, mesial, 3.0 mm, exchangeable, M4 x 0.5, single-ended




1706-10

Periotom P2 / P3 Kombination, auswechselbar, M4 x 0,5 mm, Breiten 1,7 mm / 1,7 mm
Periotome P2 / P3, combination, exchangeable, M4 x 0.5 mm, widths 1.7 mm / 1.7 mm


618-100

Approximal Set für Wurzelreste
im 1/3 Tray, beinhaltet:
Approximal Kit for root residues
in 1/3 tray, consisting of:
**618-01, 618-02, 618-03,
1706-10, 2597-05**



617-110

Approximal P-LUX Set für Wurzelreste
im 1/3 Tray, beinhaltet:
Approximal P-LUX Kit for root residues
in 1/3 tray, consisting of:
**617-12, 617-13, 617-14, 617-15,
2597-05**





SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Extraktion · Extraction

IDS 2025 Special

P-LUX PERIOTOM


Flexible Arbeitsenden
Flexible working tips



P-LUX Periotom · P-Lux Periotome


Mit Skala zur Tiefenmessung während des Trennens der Sharpey'schen Fasern.

With scale for depth measuring while cutting the sharpey' fibres.




617-20S

P-LUX Periotom, flexibel, gerade, mit CP15 Skalierung, 15 mm in 1 mm Schritten, 16,5 cm Länge
P-LUX Periotome, flexible, straight, with CP15 scaling, 15 mm in 1 mm steps, 16.5 cm length



617-20

P-LUX Periotom, flexibel, gerade, 16,5 cm Länge
P-LUX Periotome, flexible, straight, 16.5 cm length



617-21

P-LUX Periotom, flexibel, gebogen, 16,5 cm Länge
P-LUX Periotome, flexible, curved, 16.5 cm length

i

P-LUX Periotome · P-LUX Periotomes

Trennung der Scharpey'schen Fasern mit dem neuen SCHWERT P-LUX Periotom. Um eine möglichst atraumatische Zahnextraktion durchzuführen, ist es angebracht vor dem Einsatz eines Wurzelhebers oder einer Zahnzange die Scharpey'schen Fasern mittels eines Periotoms zu durchtrennen. Hierzu wird das Periotom vor der Extraktion durch den Sulcus gezogen. Die ordnungsgemäße Anwendung schont die umliegende Gingiva und das Periost. Das SCHWERT P-LUX Griffdesign garantiert dabei ein sicheres und taktiles Handling. **Besonders hervorzuheben ist dabei die außergewöhnlich hohe Stabilität der Klinge. Durch ihre Flexibilität passt sie sich optimal der Wurzelkontur an und gleichzeitig kann ein hoher Druck aufgebaut werden.**

Cutting of sharpey's fibres with the new SCHWERT P-LUX periotome. To accomplish an atraumatic extraction the Sharpey's fibres should be separated by using a periotome primary to the use of extraction forceps or elevators. Therefore the Periotome is driven through the sulcus. The proper use prevents the surrounding gingiva and the periost. The SCHWERT P-LUX handle design secures a safe and tactile handling. The blade of this periotome has to be highlighted specially – **the blade is flexible and adapts perfectly to root structures, simultaneously due to its high stability it is possible to gain a certain pressure.** This is possible by choosing a special medical stainless steel and hardening treatment.



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

P-LUX[↑]



i


P-LUX • P-LUX

Die neuen **P-LUX** sind eine moderne, universelle und komplette Serie von Extraktionsinstrumenten in einem Tray. Das neue Griffdesign ist höchst ergonomisch, verhindert ein unbeabsichtigtes Abrutschen während des Gebrauchs und garantiert außerdem eine direkte und kontrollierte Kraftübertragung. Zahn- und Wurzelfrakturen werden verhindert. Alle Instrumente sind perfekt zur atraumatischen Zahnextraktion geeignet, ohne angrenzende Strukturen zu zerstören. Die Farbmarkierung erlaubt eine übersichtliche Anwendung.

The new **P-LUX** are the modern, universal and complete extraction instrument series in one tray. The new handle design is highly ergonomic and prevents unintended slipping during the usage. It also guarantees a direct and controlled power transmission to prevent from tooth and root fractures. All instruments are perfectly suited for a non-traumatic tooth extraction without injuring surrounding structures. The color coding ensures a fast and easy handling.

617-100

P-LUX Set, beinhaltet:
P-LUX Kit, consisting of:
**617-01, 617-03, 617-04,
617-06, 617-07, 617-20,
1371-1, 2597-08**



2597-08

Protector für bis zu 8 Instrumente,
180 x 136 x 27 mm
Protector for up to 8 instruments,
180 x 136 x 27 mm

617-100S

P-LUX Set mit gezahnter Lucas Kurette, beinhaltet:
P-LUX Kit with serrated Lucas curette, consisting of:
**617-01, 617-03, 617-04,
617-06, 617-07, 617-20,
1372-11, 2597-08**

mit
gezahnter
Lucas Kurette
with
serrated
Lucas curette



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

SAFE-EX 2 Skalpellsgriff · SAFE-EX 2 Scalpel blade holder

Neues Design und verbesserte Abwurf-Funktion für noch sichereres Arbeiten. Vereinfachter Zusammenbau zur besseren Reinigung.


New design and improved drop off function for easier working. More convenient mantling for better maintenance.

SAFE-EX 2
patented



1033-61

Skalpellsgriff SAFE-EX 2, Klingenhalter, mit Abwurffunktion, 15 cm
Scalpel blade holder SAFE-EX 2 with eject function, 15 cm



1402-10

Gingiva-Abhalter im Schwert Design Griff, Länge: 17,5cm, Breite: 7,5mm & 4mm
Gingiva retractor in Schwert design, handle, Length: 17.5cm, Width: 7.5mm & 4mm



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



1402-01-08E

Mikro Retraktor modif nach Dr. Minniti. Spatel 3,2mm mit Teller Ø 4mm
Auswechselbar im SCHWERT ERGO Griff, Hellrot magenta
Micro retractor modif according to Dr. Minniti. Spatula 3.2mm with plate Ø 4mm
Interchangeable in SCHWERT ERGO handle, Light red magenta



1705-4

Mucoperiosteal elevator
Micro flap elevator
2,8 / 3,5 mm
17,0 cm



1422

WOODSON
FIG. 1
5,0 / 3,1 mm
17,5 cm
Raspatorium
Periosteal elevator



1411-13

Raspatorium, 17,5 cm
Rhombus 2,8 / 8 mm, zum Schutz empfindlicher Gewebestrukturen
rhombus 2.8 / 8 mm, for protecting delicate soft tissue structures





i



ERGO


Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem neuen ERGO Griff
Instruments with this symbol are in our new ERGO handle



COLOR CODE


Instrumente mit diesem Symbol sind in unserem bewährten COLOR CODE Griff
Instruments with this symbol are in our proven COLOR CODE handle

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA




1705-2-01E

Tunneliermesser FIG. 1, 1,9 / 2,5 mm, Oberkiefer, auswechselbar



1705-2

Tunneling knife FIG. 1, 1.9 / 2.5 mm, maxilla, exchangeable



1705-3-04E

Tunneliermesser FIG. 2, 1,9 / 2,5 mm, Unterkiefer, auswechselbar



1705-3

Tunneling knife FIG. 2, 1.9 / 2.5 mm, mandible, exchangeable



1705-16-07E

Papillenheber, 1,5 / 2,5 mm, 17,5 cm, auswechselbar



1705-16

Papilla elevator, 1.5 / 2.5 mm, 17.5 cm, exchangeable



1705-4

Mucoperiostalelevator

Micro flap elevator

Ergänzendes Instrumentarium · Additional Instruments



1705-6-09E

Tunnelierinstrument Kombination, anguliert, Mikro Raspatorium,

im SCHWERT ERGO Griff, türkis-lichtblau, auswechselbar

Tunneling instrument, angulated, combined micro periosteal elevator,

SCHWERT ERGO handle, turquoise, exchangeable

i

Tunnelier Instrumente · Tunneling instruments

In der Parodontologie finden die Tunnelierinstrumente Einsatz zur Präparation von Spalt- und Vollflappen, für spätere Kammaufbauten oder zur Deckung von Rezessionen mit Bindegewebe-Transplantat.

Die SCHWERT Tunnelierinstrumente erlauben eine minimalinvasive unterminierende Präparation, um große Aufklappungen zu vermeiden.

Instruments for the tunneling technique facilitates access and allowing a secure and atraumatic mucosal flap preparation.

The SCHWERT Tunneling instruments allow minimally invasive preparation to avoid big soft tissue flaps.



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA


1705-100-00E

Tunnelier Kit, beinhaltet:

1705-2-01E, 1705-3-04E, 1705-16-07E,
1705-4, SCHWERT Protector-Tray 2597-05

Tunneling Kit, consisting of:

1705-2-01E, 1705-3-04E, 1705-16-07E,
1705-4, SCHWERT Protector-Tray 2597-05



- Im neuen
SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray


1705-100

Tunnelier Kit, beinhaltet:

1705-2, 1705-3, 1705-16, 1705-4,
SCHWERT Protector-Tray 2597-05

Tunneling Kit, consisting of:

1705-2, 1705-3, 1705-16, 1705-4,
SCHWERT Protector-Tray 2597-05






PERIOSTEAL INHIBITION KIT + SOCKET REVOLUTION KIT

acc. to Dr. Andrea Grassi

Modern Therapy · Modern Instruments

SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



1705-180-00E



1705-185-00E



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



1705-90-07E

Chirurgische Kürette für die mikroapikale Chirurgie, 1,4 mm, im SCHWERT ERGO Griff orange, auswechselbar
Surgical curette for microapical surgery 1,4 mm, in SCHWERT ERGO handle orange, exchangeable



1705-91-01E

Chirurgische Kürette für apikale Resektionen, 2,5 mm, im SCHWERT ERGO Griff violett, auswechselbar
Surgical curette for apical resection 2.5 mm, in SCHWERT ERGO handle violet, exchangeable



1705-92-06E

Chirurgische Kürette für die mikroapikale Chirurgie, 2,0 mm, im SCHWERT ERGO Griff grün, auswechselbar
Surgical curette for microapical surgery 2.0 mm, in SCHWERT ERGO handle green, exchangeable



1705-93-03E

Chirurgische Kürette für die mikroapikale Chirurgie, 3,0 mm, im SCHWERT ERGO Griff grau, auswechselbar
Surgical curette for microapical surgery 3.0 mm, in SCHWERT ERGO handle grey, exchangeable


1705-185-00E

PERIOSTEAL INHIBITION KIT acc. to Dr. Andrea Grassi,
beinhaltet:

Küretten 1705-90-07E, 1705-91-01E, 1705-92-06E und
1705-93-03E im SCHWERT Protector-Tray 2597-05

PERIOSTEAL INHIBITION KIT, consisting of:

Curettes 1705-90-07E, 1705-91-01E, 1705-92-06E and
1705-93-03E in SCHWERT Protector-Tray 2597-05



- Im neuen
SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray




SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



1697-04-08E

Knochenersatzmaterial Löffel und Stopfer Kombination,
SCHWERT ERGO Griff hellrot-magenta, auswechselbar
Graft material carrier and plugger,
in SCHWERT ERGO handle lightred-magenta, exchangeable

P-LUX




617-01

P-LUX FIG. 1, 2,5 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer
P-LUX FIG. 1, 2.5 mm, straight, green, for front teeth and upper jaw



617-20

P-LUX Periotom, gerade, flexibles Arbeitsende
P-LUX Periotome, straight, flexible working tip



1411-04

MIKRO-BUSER, 2,4 / 2,8 mm, 17,5 cm
MICRO-BUSER, 2.4 / 2.8 mm, 17.5 cm


1705-180-00E

SOCKET REVOLUTION KIT acc. to Dr. Andrea Grassi, beinhaltet:

Küretten 1705-90-07E, 1705-91-01E, 1705-92-06E, 1705-93-03E,
1697-04-08E und die Instrumente 617-01, 617-20S und 1411-04 im
SCHWERT Protector-Tray 2597-08

SOCKET REVOLUTION KIT, consisting of:

Curettes 1705-90-07E, 1705-91-01E, 1705-92-06E,
1705-93-03E, 1697-04-08E and the instruments
617-01, 617-20S and 1411-04 in SCHWERT
Protector-Tray 2597-08



- Im neuen
SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

CURRICULUM VITAE · Dr. Andrea Grassi

Abschluss 2004 in "Zahnmedizin und Zahnprothetik" an der Universität von Modena und Reggio Emilia.

Von 2005 bis 2007 "Biennial Master's degree International second level in Oral Surgery and Implantology" an der Universität von Verona.

Freiberuflicher Mitarbeiter in der Reggio Emilia seit 2004.

Mitautor des Buches "Next-Generation Biomaterialien für Knochen- und Parodontal Regeneration", von Richard J. Miron und Yufeng Zhang.

Gründungsmitglied der I.A.F., International Academy of Fibrinogen-Induced Regenerative Sealing Technique.

Graduated in 2004 in "Dentistry and dental prosthetics" at the University of the studies of Modena and Reggio Emilia.

From 2005 to 2007 "Biennial Master's degree International second level in Oral Surgery and Implantology" at the University of Verona.

Freelancer in Reggio Emilia since 2004.

Co-author of the book, "Next-Generation Biomaterials for Bone & Periodontal Regeneration", by Richard J. Miron and Yufeng Zhang.

Founding member of I.A.F., International Academy of Fibrinogen-Induced Regenerative Sealing Technique.



Inhalt / Content PERIOSTEAL INHIBITION KIT + SOCKET REVOLUTION KIT acc. to Dr. Andrea Grassi

Abbildung Illustration	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbezeichnung Description
	1705-185-00E	PERIOSTEAL INHIBITION KIT mit SCHWERT Protector-Tray 1/3, 178 x 90 x 24 mm REF 2597-05 bestehend aus: PERIOSTEAL INHIBITION KIT with SCHWERT Protector-Tray 1/3, 178 x 90 x 24 mm REF 2597-05 consisting of:
	1705-90-07E	Chirurgische Kürette für die mikroapikale Chirurgie, 1,4 mm Surgical curette for microapical surgery 1,4 mm
	1705-91-01E	Chirurgische Kürette für apikale Resektionen, 2,5 mm Surgical curette for microapical surgery 2.0 mm
	1705-92-06E	Chirurgische Kürette für die mikroapikale Chirurgie, 2,0 mm Surgical curette for microapical surgery 2.0 mm
	1705-93-03E	Chirurgische Kürette für die mikroapikale Chirurgie, 3,0 mm Surgical curette for microapical surgery 3.0 mm
	1705-180-00E	SOCKET REVOLUTION KIT mit SCHWERT Protector-Tray 1/2, 178 x 140 x 24 mm REF 2597-08 bestehend zudem aus: SOCKET REVOLUTION KIT with SCHWERT Protector-Tray 1/2, 178 x 140 x 24 mm REF 2597-08 consisting additionally of:
	1697-04-08E	Knochenersatzmaterial Löffel und Stopfer Kombination Graft material carrier and plugger
	617-01	P-LUX FIG. 1, 2,5 mm, gerade, grün, für Frontzähne und Oberkiefer
	617-20S	P-LUX Periostom, gerade, flexibles Arbeitsende
	1411-04	MIKRO-BUSER, 2,4 / 2,8 mm, 17,5 cm MICRO-BUSER, 2,4 / 2,8 mm, 17.5 cm



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i


SCHWERT WEICHGEWEBSSSET SCHWERT SOFT TISSUE KIT

Mit dem neuen Weichgewebssset von SCHWERT wurde ein Instrumentenset für das gesamte parodontologische Behandlungsspektrum konzipiert. Damit können alle Erfordernisse für mikrochirurgische Eingriffe abgedeckt werden. Die drei besonders filigranen Handinstrumente weisen ein Ultra Beschichtung auf. Mit der schwarzen Beschichtung sind die Instrumente nicht nur bedeutend härter in der Oberfläche, sondern verhindern auch die störenden Reflektionen im Einsatz von OP-Mikroskopen oder Lupenbrillen. Das Set wird in einem durchdachten Waschrahmen ausgeliefert.

With the new SCHWERT SOFT TISSUE KIT, an instrument set has been designed for the entire periodontal treatment spectrum. It covers all requirements for microsurgical procedures. The three particularly delicate hand instruments have an ultra coating. The black coating not only makes the instruments significantly harder on the surface, but also prevents annoying reflections when using surgical microscopes or magnifying glasses. The set is supplied in a well-designed washing frame.


1790-140

SCHWERT Perio Kit / Schwert Weichgewebssset
SCHWERT Soft Tissue Kit





SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



1790-40

SCHWERT Weichgewebsset
bestehend aus:
SCHWERT Soft Tissue Kit
consisting of:

Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbeschreibung Description
1136-17	Mikro Schere, spitz/spitz, gebogen, 17cm, Ø 8mm Griff, SCHWERT Design, Schneidenlänge: 15mm Micro scissors 17cm, Ø 8mm handle, pointed/pointed, curved, SCHWERT design, blade length: 15mm
2000-10F	SCHWERT Twist Serie, Mikro Nadelhalter Castroviejo, Wolfram-Carbit beschichtet, gerade, 17,5cm, mit Sperre, feines Maul SCHWERT Twist Series, Micro needleholder Castroviejo, wolfram carbide coated tip, straight, 17.5cm, with lock, 8mm
1411-30B-04H	Tunnelier-Raspatorium / Papillenelevator Kombination, auswechselbar im Stahlgriff mit Ultra-Beschichtung schwarz Tunneling-Periosteal / Pappila Elevator combination, exchangeable steel handle with Ultra coating black
1411-31B-04H	Raspatorium / Prichard modifiziert Kombination, auswechselbar im Stahlgriff mit Ultra Beschichtung schwarz Periosteal / Prichard modified combination, exchangeable steel handle with Ultra coating black
1411-32B-04H	Raspatorium breit 4mm / schmal 2mm Kombination, auswechselbar im Stahlgriff mit Ultra Beschichtung schwarz Periosteal broad 4mm / slim 2mm combination, exchangeable steel handle with Ultra coating black
1070-00	Mikro-Chirurgischer Skalpellgriff, Titan, 13 cm, SCHWERT Design Handle for Mini-blades 13 cm, Titanium, SCHWERT Design
1208-345	Mikro-Pinzette nach Cooley, gebogen, mit Führungsstift, rostfrei, 17,5cm, SCHWERT Design, Breite 1,0mm FMicro orceps Cooley, 18 cm, stainless steel, curved, with guidance pin, 17.5cm, SCHWERT Design width: 1.0mm
1033-61	Skalpellgriff SAFE-EX 2, Klingenhalter mit Abwurf Funktion, 15 cm Scalpel blade holder SAFE-EX 2 with eject function, 15 cm
2597-16	SCHWERT Protector-Tray, 1/1 für 16 Instrumente mit 2 Instrumentenauflagen und 1 Niederhalter, 275 x 178 x 24 mm SCHWERT Protector-Tray, 1/1 for 16 instruments with 2 instrument support and 1 retainer, 275 x 178 x 24mm



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

SCHWERT **twist** Serie · series

Neues Design am Schluss für taktiles Öffnen und Schließen ermöglicht noch präziseres Nähen.

New design on the joint for more tactil opening and closing allow more precise suturing.



Fadenstärke
Suture size



4/0 - 8/0



2000-60 **twist** TC

Mikro-Nadelhalter, TC-Einsatz,
17,5 cm, Schloss, geschützte Innenfeder, gerade
Micro Needleholder, TC insert,
17.5 cm, lock, protected inner spring, straight



2000-66 **twist** TC

gebogen
curved




5/0 - 8/0



2000-70 **twist** TC

Mikro-Nadelhalter nach Kirsch, TC-Einsatz, 17,5 cm,
Schloss, geschützte Innenfeder, gerade
Micro Needleholder acc. Kirsch, TC insert, 17.5 cm,
lock, protected inner spring, straight



6/0 - 8/0



2000-10F **twist** COATED

Mikro Nadelhalter mit Schloss, 17,5 cm
Micro Needle holder with lock, 17.5 cm
Wolframcarbid-Beschichtung
Wolfram carbide coating



3/0 - 4/0

2060

Nadelhalter French Mathieu 17cm, TC
Einsätze, Breite 2,4 mm
Needle holder French Mathieu, 17 cm,
TC-inserts, width 2.4 mm
Leichtgängige, grazile Ausführung
Delicate working tips, smooth handling





SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Foto- und Wangenabhalter Cheek retractor

Ideal geeignet für hochauflösende Bild- oder Videoaufnahmen bei der Behandlung.

All Perfectly suited for high resolution photo or video shooting during the treatment.



2515-02B

2515-02

Foto- und Wangenabhalter, 1/2 links,
13 cm lang, Breite Abhalter 4,8 cm
Cheek retractor for intraoral
photography, 1/2 left sided,
13 cm long, width retractor 4.8 cm

2515-01B

2515-01

Foto- und Wangenabhalter
13 cm lang, Breite Abhalter 5,5 cm
Cheek retractor for intraoral
photography, 13 cm long,
width retractor 5.5 cm

2515-03B

2515-03

Foto- und Wangenabhalter, 1/2 rechts,
13 cm lang, Breite Abhalter 4,8 cm
Cheek retractor for intraoral
photography, 1/2 right sided,
13 cm long, width retractor 4.8 cm



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Osteotom Set, konkave Spitzen im SCHWERT P-Lux Designgriff Osteotome set, concave tips in SCHWERT P-Lux design handle

Das eingesetzte Instrumentenset besteht aus einer 5-Teiligen Instrumentenserie mit ergonomischem Handgriff und einem bajonettförmigen Arbeitsteil, dies erleichtert den Zugang im Molarenbereich. Die runden Durchmesser sind so aufeinander abgestimmt, dass das Instrumentenende des folgenden Osteotoms in die Knochenkavität passt, welche durch das vorige Osteotom geformt wurde. Eine sichere Primärstabilität wird beim Einbringen des Implantates durch Schneiden und/oder Stauchen des Knochens erzielt. Die markante Skalierung ermöglicht eine sichere Tiefenmessung während der Aufbereitung und entspricht gängigen Implantatlängen.

Es stehen 5 Durchmesser mit konkaven Arbeitsenden zur Verfügung.


Die Einsatzmöglichkeit sind im D3- und D4-Knochenqualität universell, so dass verschiedene Arbeitsenden und Systeme von Osteotomen nicht kombiniert werden müssen.

The instrument set used consists of a 5-part instrument series with an ergonomic handle and a bayonet-shaped working part, which facilitates access in the molar region.

The round diameters are coordinated so that the instrument end of the following osteotome fits into the bone cavity formed by the previous osteotome. Secure primary stability is achieved when inserting the implant by cutting and/or compressing the bone. The distinctive scaling enables reliable depth measurement during preparation and corresponds to standard implant lengths.

There are 5 diameters with concave working ends available.

They can be used universally in D3 and D4 bone quality so that different working ends and osteotome systems do not have to be combined.



1701-100

Osteotom Set, konkave Spitzen im SCHWERT P-Lux Designgriff
Osteotome set, concave tips in SCHWERT P-Lux design handle



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



1697-01TI-02E

Titan Planstopfer mit Tiefenmessung, auswechselbare Spitzen
Titanium Bone Condenser with depth measurement, interchangeable tips
Graduierung 3/6/9/12/15 mm, Ø 3,0 / 4,0 mm

i

Für die Knochen Augmentation perfekt abgestimmte Arbeitsenden in drei leichten, farbcodierten Instrumentengriffen.

- 1** Stopfer/Löffel Kombinationsinstrument zum Einbringen und Formen des Transplantats.
- 2** Transplantat-Träger mit großem und kleinem Löffel für schnelles und vereinfachtes Einbringen des Transplantats.
- 3** Kugel- und Planstopfer Kombinationsinstrument ermöglicht präzises Einbringen und Verdichten des Transplantats.

Working ends perfectly matched for bone augmentation in three lightweight, color-coded instrument handles.

- 1** Stodger/spoon combination instrument for transplant application and contouring.
- 2** Graft carrier with big and small spoon for fast and easy transplant plating.
- 3** Ball and flat plugger combination allows precise inserting and packing of transplants.



1



2



3



1697-03-09E

Graft and Sinus Packer
SCHWERT Ergo Griff türkis-lichtblau
SCHWERT Ergo handle turquoise

1697-02-08E

Graft Material Carrier
SCHWERT Ergo Griff hellrot-magenta
SCHWERT Ergo handle lightred magenta

1697-01-07E

Graft Carrier Plugger
SCHWERT Ergo Griff orange
SCHWERT Ergo handle orange



1697-100-00E

Knochen Augmentation Set, beinhaltet:

1697-01-07E, 1697-02-08E, 1697-03-09E,
1697-0Ti-06E, SCHWERT Protector-Tray 2597-05

Bone augmentation kit, consisting of:

1697-01-07E, 1697-02-08E,
1697-03-09E, 1697-0Ti-06E,
SCHWERT Protector-Tray
2597-05



1697-0Ti-06E

Titan Knochenstopfer
Bone Condenser with Titanium tips
Graduation 3/6/9/12/15 mm,
Ø 1,0 / 2,0 mm
SCHWERT Ergo Griff grün
SCHWERT Ergo handle green



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA


i

IDR – Sofortige Dentoalveolar Restauration

IDR – Immediate Dentoalveolar Restoration

Nach Dr. J.C.M. Rosa. Die Auswahl des richtigen Meißels erfolgt Anhand der Größe des für den Defekt benötigten Knochenchips, der aus dem Tuber maxillae gewonnen wird. Die gängigsten Instrumente hierfür sind die Lexer Flach- und Hohlmeißel in 6, 8 oder 10 mm Breite. Generell sollte der gewählte Meißel etwa 2 mm weiter als der benötigte Knochenchip gewählt werden. Die Meißel besitzen ein in Millimetern graduiertes Arbeitsende um so bereits während der Gewinnung die Dimensionen in Länge und Breite des Knochenchips beurteilen zu können.

Acc. to Dr. J.C.M. Rosa. These selection of the right chisel to remove the graft from maxillary tuberosity is performed according to the shape of the existing defect in the receiving area and required bone volume. The most suitable chisel shapes are the straight and the gouge ones of 6, 8 or 10 mm width; as a general rule, the chosen chisel should be 2 mm wider than the graft width to be removed. These chisels have a millimetered active part with the aim to ease the graft measurement at the moment of removal, allowing the obtention of a bone specimen with suitable length and thickness.



1790-90

IDR Kit
IDR Kit



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Abbildung Illustration	Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbezeichnung Description
	1790-90	IDR Kit mit SCHWERT Protector-Korb 266 x 180 x 36 mm REF 2603-03 bestehend aus: IDR kit with SCHWERT Protector-Basket 266 x 180 x 36 mm REF 2603-03 consisting of:
	1675-06	Lexer-Mini Osteotom, 6 mm, 18 cm Lexer-Mini Osteotome, 6 mm, 18 cm
	1675-08	Lexer-Mini Osteotom, 8 mm, 18 cm Lexer-Mini Osteotome, 8 mm, 18 cm
	1675-10	Lexer-Mini Osteotom, 10 mm, 18 cm Lexer-Mini Osteotome, 10 mm, 18 cm
	1676-06	Lexer-Mini Hohlmeißel, 6 mm, 18 cm Lexer-Mini Gouge, 6 mm, 18 cm
	1676-08	Lexer-Mini Hohlmeißel, 8 mm, 18 cm Lexer-Mini Gouge, 8 mm, 18 cm
	1676-10	Lexer-Mini Hohlmeißel, 10 mm, 18 cm Lexer-Mini Gouge, 10 mm, 18 cm
	1697-0Ti-06E	Titan Knochenstopfer Graduation 3/6/9/12/15 mm, Ø 1,0/2,0 mm Bone Condenser with exchangeable Titanium tips
	2619-10	Medizinbecher, rostfrei Medicine Cup, stainless steel




i

Chirurgisches Begleitkit nach Dr. Rosa Surgical kit acc. to Dr. Rosa

Instrumentenset nach Dr. Rosa, abgestimmt auf das OP-Protokoll, für die IDR Technik.

Instrument kit, according Dr. Rosa, prepared for the surgical protocol for the IDR technique.



1790-95

Chirurgisches Begleitkit nach Dr. Rosa
Surgical kit acc. to Dr. Rosa



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Artikel-Nr. Item-No.	Artikelbeschreibung Description
3418-15	Parodontal-Sonden Fig. CP15 Periodontal probes fig. CP15
3409-15	OPTIFLEX PA-Sonden Einsatz aus Kunststoff, Fig. CNC North Carolina, auswechselbar, M4 x 0,5 OPTIFLEX, Plastic perio probe insert, fig. CNC, North Carolina exchangeable, M4 x 0.5
3300-12	Schwert Color-Code Universal Griff, blau Schwert Color-Code handle, blue
1070-00	Mikro-Chirurgischer Skalpellgriff, 13 cm, Titan Handle for Mini-blades 13 cm, titanium
1033-61	Skalpellgriff SAFE-EX 2, Klingenhalter mit Auswurffunktion Scalpel handle SAFE-EX 2, blade holder with eject function
1136-17	Mikro Schere, spitz / spitz Micro scissors, pointed / pointed
2000-16	TC Nadelhalter gebogen 17,5 cm MIKRO Micro, needle holder, serrated, TC, 17.5 cm
1637	Hammer mit Kunststoffeinsätzen Mallet with plastic caps
431-10	Hohlmeisselzange MINI-FRIEDMAN, 14 cm Rongeur forceps MINI-FRIEDMAN, 14 cm
1411-01	Raspatorium 2,6 mm und 4 mm breit Periosteal elevators 2.6 mm and 4.0 mm wide
1208-340	Mikro-Pinzette nach Cooley, gerade, 18 cm Cooley micro forceps, straight, 18 cm
1372-11	Lucas, Kürette, gezahnt, 2,5 mm Lucas, curette, serrated, 2.5 mm
2603-04	SCHWERT Protector-Korb 1/1 mit Stegen, 266 x 180 x 36 mm SCHWERT Protector-Basket 1/1 with racks, 266 x 180 x 36 mm
	Ergänzend zum Set · Supplementary to the set
617-100	P-LUX Set P-LUX Set
3301-05	Spezial-Kürette GRA 5/6, gelb Special curette GRA 5/6, yellow
3301-07	Spezial-Kürette GRA 7/8, grau Special curette GRA 7/8, grey
3301-11	Spezial-Kürette GRA 11/12, violett Special curette GRA 11/12, purple
3301-13	Spezial-Kürette GRA 13/14, blau Special curette GRA 13/14, blue
1070-69	Mini-Klingen fig. 69, Packung à 10 Stück Mini blades fig. 69, PU 10 pieces
1063-15C	Skalpellklingen STERIL Packung à 100 Stück Scalpel blades STERILE, PU 100 pieces



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

Die neuen ERGO DESIGN The all new ERGO DESIGN



3200-01

violett
purple

3200-11

einendig
single-ended



3200-02

blau
blue

3200-12

einendig
single-ended



3200-03

grau
grey

3200-13

einendig
single-ended



3200-04

schwarz
black

3200-14

einendig
single-ended



3200-05

gelb
yellow

3200-15

einendig
single-ended

i

SCHWERT ERGO DESIGN Griffe · SCHWERT ERGO DESIGN handles

SCHWERT Ergo Griff mit dickerem Durchmesser als unser **COLOR CODE** Griff für ermüdungsfreieres und präzises Arbeiten. Doppelendig, für alle gängigen dentalen Einsätze mit einem M4 x 0,5 Gewinde. Die Griffe sind Dank der thermischen und chemischen Eigenschaften des hochwertigen Peek Kunststoffes völlig unbedenklich in der Hygienekette.

NEU: Die Griffe sind nur noch 10 cm lang, was es erlaubt, dass die meisten montierten Instrumente nun besser in unsere PROTECTOR Trays und Waschkörbe passen.



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

SIGN Universalgriffe

SIGN universal handles



3200-06

grün
green

3200-16

einendig
single-ended



3200-07

orange
orange

3200-17

einendig
single-ended




3200-08

hellrot-magenta
lightred magenta

3200-18

einendig
single-ended




3200-09

türkis
turquoise

3200-19


einendig
single-ended



3300-21

Endkappe für
doppelendige
Griffe mit
M4 x 0,5 Gewinde
zur einendigen
Nutzung
End cap for
double-ended
handles with
M4 x 0.5 thread
for single-ended
usage


SCHWERT Ergo handles, with thicker diameter as our **COLOR CODE** handle for more fatigueless and precise working. Double ended, for all common dental inserts with M4 x 0.5 thread. The handles are thanks to Peek's thermic and chemical characteristics completely unproblematic in the maintenance chain **NEW:** The handles are only 10 cm long, which allows for the most assembled instruments to fit better in our PROTECTOR trays and washing baskets.



3301-05-05E

GRA 5/6


Für Front- und Eckzähne, gewinkelt
For anterior incisors and canines, angled



3301-07-03E

GRA 7/8


Für Prämolaren/Molaren, bukkal/lingual, stärker gewinkelt
For premolars/molars, buccal/lingual, strongly angled



3301-11-01E

GRA 11/12


Für Prämolaren/Molaren, alle mesialen Flächen
For all mesial surfaces of premolars/molars



3301-13-02E

GRA 13/14

Für Prämolaren/Molaren, alle distalen Flächen
For all distal surfaces of premolars/molars



3305-04S-06E

204S

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area

3301-100-00E

GRACEY Set, beinhaltet:


GRACEY 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, Scaler 204S,

SCHWERT Protector-Tray 2597-05

GRACEY Set, consisting of:

GRACEY 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, Scaler 204S,

SCHWERT Protector-Tray 2597-05




GRACEY Sets für
alle Zahnflächen
GRACEY Sets for
all surfaces

- Im neuen
SCHWERT Protector-Tray
- New
SCHWERT Protector-Tray




SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



3301-01-05E

GRA 1/2


Für Front- und Eckzähne, leicht gewinkelt
For anterior incisors and canines, slightly angled



3301-03-05E

GRA 3/4


Für Frontzähne und Prämolaren, leicht gewinkelt
For anterior and premolars, slightly angled



3301-09-03E

GRA 9/10


Für Prämolaren/Molaren, bukkal/lingual, sehr stark gewinkelt
For premolars/molars, buccal/lingual, very strongly angled



3301-15-01E

GRA 15/16

Für Prämolaren/Molaren, alle mesialen Flächen, entgegengesetzte Schneiden zu 13/14
For premolars/molars, all mesial surfaces, angulation like 13/14, but opposite blades



3301-17-02E

GRA 17/18

Für Prämolaren/Molaren, optimaler Zugang im distalen Bereich, für tiefe Taschen
For premolars/molars, for optimal access to distal surfaces and deep pockets




3300-00

Schlüssel zum Auswechseln der Arbeitsenden
Key to exchange working tips

i

Wechsel-Schlüssel · Exchange key



Zum auswechseln der Arbeitsenden, passend für alle ERGO DESIGN Instrumente. **Tip:** Zum Ausrichten der Spitzen empfiehlt es sich, zwei Schlüssel zu verwenden.

For exchanging the working tips, fits for all ERGO DESIGN Instruments. **Tip:** For a parallel adjustment we recommend to use two keys.



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i


GRACEY Mini-Küretten · GRACEY Mini-Curettes



Die SCHWERT Mini-Graceys besitzen im Vergleich zu Standard Gracey Figures einen um 3 mm längeren 1er Schaft und um 50% verkürzte Arbeitsenden

Besonders geeignet für:

- Enge, tiefe Taschen
- Wurzelglättung
- dünnen parodontalen Biotyp




Compared to standard Gracey figures the SCHWERT Mini-Gracey have a 3 mm longer 1st shaft and a 50% shortened active tip.

They are recommended for:

- deep and narrow pockets
- root planing
- for thin periodontal biotypes



3310-101GM5




3301-01M5-05E
GRA 1/2M5

Deep scaling für Frontzähne und Prämolaren, gewinkelt
Deep scaling for anteriors and premolars, angled

3310-102GM5

3310-105GM5




3301-05M5-05E
GRA 5/6M5

Deep scaling für Front- und Eckzähne, gewinkelt
Deep scaling for anterior incisors and canines, angled

3310-106GM5

3310-107GM5



3301-07M5-03E
GRA 7/8M5

Deep scaling für Prämolaren und Molaren, bukkal/lingual, gewinkelt
Deep scaling for premolars and molars, buccal/lingual, angled

3310-108GM5




SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

3301-100M5-00E

GRACEY Mini Set, beinhaltet:
GRACEY 1/2M5, 7/8M5, 11/12M5, 13/14M5,
Scaler 204S, SCHWERT Protector-Tray 2597-05

GRACEY Mini Set, consisting of:
GRACEY 1/2M5, 7/8M5, 11/12M5,
13/14M5, scaler 204S,
SCHWERT Protector-Tray 2597-05




GRACEY Mini Sets
für alle Zahnflächen
GRACEY Mini Sets
for all surfaces

- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray

3310-111GM5



3310-112GM5



3301-11M5-01E


GRA 11/12M5

Deep scaling für Prämolaren und Molaren, mesial, doppelt gewinkelt
Deep scaling for premolars and molars, mesial, double angled

3310-113GM5



3310-114GM5



3301-13M5-02E


GRA 13/14M5

Deep scaling für Prämolaren und Molaren, distal, doppelt gewinkelt
Deep scaling for premolars and molars, distal, double angled

3310-204L



3310-204R



3305-04S-06E

204S

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Ti Mini Küretten · Ti Mini curettes

SCHWERT Mini-Gracey Ti Küretten zur Implantatreinigung mit auswechselbaren, sehr grazil ausgearbeiteten Titan-Spitzen, zur Entfernung der angelagerten Plaque-Schichten auf Implantathälsen.

Die Titan-Spitzen sind nachschleifbar.

All purpose implant curettes with exchangeable, very delicate titanium inserts to remove the accumulated plaque film on implant necks.


The titanium inserts are resharpenable.



3310-101GM5-Ti



3310-102GM5-Ti



3301-01M5Ti-05E


GRA 1/2

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 1/2 M5, Griff gelb, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, leicht gewinkelt für OK / UK Frontzähne, für Deep Scaling
Special curette, Gracey, GRA 1/2 M5, yellow handle, exchangeable titanium tips, 17.5 cm, light angled front teeth, lower / upper, for deep scaling

3310-107GM5-Ti



3310-108GM5-Ti



3301-07M5Ti-03E


GRA 7/8

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 7/8 M5, Griff grau, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, stärker gewinkelt für OK / UK Prämolaren / Molaren, bukkal / lingual, für Deep Scaling
Special curette, Gracey, GRA 7/8 M5, grey handle, exchangeable titanium tips, 17.5 cm, angled for deep scaling, premolars / molar, lower / upper, buccal / lingual, for deep scaling

3310-111GM5-Ti



3310-112GM5-Ti



3301-11M5Ti-01E


GRA 11/12

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 11/12 M5, Griff violett, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, doppelt gewinkelt, für OK / UK Prämolaren / Molaren, mesiale Flächen, für Deep Scaling
Special curette, Gracey, GRA 11/12 M5, purple handle, exchangeable titanium tips, 17.5 cm, double angled, for deep scaling, lower / upper, molars / premolars, mesial areas, for deep scaling

3310-113GM5-Ti



3310-114GM5-Ti



3301-13M5Ti-02E

GRA 13/14

Spezial-Kürette, Gracey, GRA 13/14 M5, Griff blau, auswechselbare Titanspitzen, 17,5 cm, doppelt gewinkelt für OK / UK, Prämolaren / Molaren, distale Flächen, für Deep Scaling
Special curette, Gracey, GRA 13/14 M5, blue handle, exchangeable titanium tips, 17.5 cm, double angled for molars / pre molars, lower / upper, distal area, for deep scaling

3301-100M5Ti-00E

Gracey Set M5 mit
Titanspitzen
Gracey Set M5
with titanium
tips



3303-100-00E

Prophylaxe Set Universal
(Alle Instrumente S.19)
Prophylaxe Kit Universal
(All instruments P.19)



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Langer Standard Ausführung · Langer Standard version


Im Gegensatz zu den Gracey Küretten haben Universal-Küretten zwei Arbeits- bzw. Schneidkanten, so dass Konkreme am Zahnhals sowie entzündetes Gewebe in den Taschen gleichzeitig in einem Schritt entfernt werden können. Mit den drei Figuren (Langer 1/2, 3/4 und 5/6) kann die Prophylaxebehandlung an allen Quadranten effizient erfolgen.

Unlike Gracey curettes, universal curettes have two working surfaces / cutting edges, so that concretions on the tooth neck as well as inflamed tissue in the pockets can be removed simultaneously in one step. The three instruments (Langer fig. 1/2, 3/4 and 5/6) allow an efficient prophylaxis treatment in all quadrants.

3310-101L



3310-102L

**3303-01-04E**


L 1/2

LANGER L 1/2, Universal Kürette, für Unterkiefer Prämolaren / Molaren
LANGER L 1/2, universal curette, for mandibular posterior

3310-103L



3310-104L

**3303-03-06E**


L 3/4

LANGER L 3/4, Universal Kürette, für Oberkiefer Prämolaren / Molaren
LANGER L 3/4, universal curette, for maxillary posterior

3310-105L



3310-106L

**3303-05-05E**


L 5/6

LANGER L 5/6, Universal Kürette, für Oberkiefer / Unterkiefer Frontzähne
LANGER L 5/6, universal curette, for maxillary and mandibular anterior

3310-123L



3310-123R

**3302-23A-02E**

M23A

Universal Kürette M 23A, für Ober- / Unterkiefer, supragingivalen Zahnstein, grazile Ausführung
Universal curette M 23A, for upper and lower jaw teeth and supragingival calculus, slim

3310-204L



3310-204R

**3305-04S-06E**

204S

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Langer M5 Ausführung · Langer M5 version


Die neuen SCHWERT Langer M5 Universal-Küretten sind speziell zum Deep Scaling – zum Entfernen von Ablagerungen an Zahn- bzw. Wurzeloberflächen und gleichzeitigem Entfernen von entzündetem Gewebe geeignet. Aufgrund der beidseitig geschliffenen Arbeitsenden finden die M5 Langer besonders bei sehr tiefen Taschen – bei der geschlossenen Parodontose-Behandlung – ihren Einsatz.

The new SCHWERT Langer M5 universal curettes are especially suitable for deep scaling – for removing deposits on tooth or root surfaces and simultaneously removing inflamed tissue. Due to the ground working end on both sides, the M5 Langer curettes are used especially for very deep pockets – in the closed periodontosis treatment.

3310-101LM5



3310-102LM5



3303-01M5-04E

L 1/2

Langer, # L 1/2, M5 Kürette, Ø 0,95, für Unterkiefer-Molaren und -Prämolaren
Langer, # L 1/2, M5 curette, Ø 0.95, for use on lower molars and premolars

3310-103LM5



3310-104LM5



3303-03M5-06E

L 1/2

Langer, # L 3/4, M5 Kürette, Ø 0,95, für Oberkiefer-Molaren und -Prämolaren, gelbgrün
Langer, # L 3/4, M5 curette, Ø 0.95, for use on upper molars and premolars

3310-105LM5



3310-106LM5



3303-05M5-05E

L 5/6


Langer, # L 5/6, M5 Kürette, Ø 0,95, für den Frontzahnbereich, gelb
Langer, # L 5/6, M5 curette, Ø 0.95, for use on upper and lower front teeth, yellow

i

3310-117L



3310-118L



3303-17-02E

L 17/18

Langer, # L 17/18, Spezial-Kürette, Ø 1,05, für Molaren und -Prämolaren OK/UK, blau
Langer, # L 17/18, special curette, Ø 1.05, for use on molars and premolars, maxillary/mandibular, blue

Die neue Langer Kürette # L 17/18 verfügt über die gleiche Biegung wie die Gracey # GRA 17/18 und ist die perfekte Ergänzung zu unserem Universal-Küretten Sortiment. Die 3-fach-Biegung der Arbeitsenden ermöglicht einen optimalen Zugang speziell im distalen Prämolaren- und Molarenbereich sowie bei eingeschränkter Mundöffnung.

The new Langer Curette # L 17/18 has the same bending as the Gracey # GRA 17/18 and thus is the perfect complement to our range of Universal Curettes. The triple bend of the working ends provides optimal access, especially in the distal premolar and molar area and even when mouth opening is restricted.



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA


i

Langer Titan-Küretten

Die Langer Küretten mit auswechselbaren Titan-Einsätzen eignen sich hervorragend zur Entfernung von angelagerten Plaqueschichten auf den Implantathälsen. Durch das Titan-Material wird die Oberfläche des Implantates nicht beschädigt.

Langer titanium cures


The Langer cures with exchangeable titanium inserts are ideal for removing attached plaque layers on the implant necks. The titanium material does not damage the surface of the implant.



3303-01Ti-04E

L 1/2


Langer, # L 1/2, Universal-Kürette mit Titan-Einsätzen, Ø 1,05, für Unterkiefer-Molaren und -Prämolaren, schwarz
Langer, # L 1/2, universal curette with titanium inserts, Ø 1.05, for use on lower molars and premolars, black



3303-03Ti-06E

L 3/4


Langer, # L 3/4, Universal-Kürette mit Titan-Einsätzen, Ø 1,05, für Oberkiefer-Molaren und -Prämolaren, gelbgrün
Langer, # L 3/4, universal curette with titanium inserts, Ø 1.05, for use on upper molars and premolars, yellowgre.



3303-05Ti-05E

L 5/6

Langer, # L 5/6, Universal-Kürette mit Titan-Einsätzen, Ø 1,05, für den Frontzahnbereich, gelb
Langer, # L 5/6, universal curette with titanium inserts, Ø 1.05, for use on upper and lower front teeth, yellow



3302-04Ti-02E

CU 4R/4L

COLUMBIA UNIVERSITY 4R/4L, Universal Kürette, Titan Spitzen, für Oberkiefer/Unterkiefer Prämolaren/Molaren
COLUMBIA UNIVERSITY 4R/4L, universal curette, titanium tips, for maxillary and mandibular posterior




SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Langer, feine Ausführung · Langer, delicate version

Analog zu den Standard Langer Universal-Küretten haben auch die feinen Ausführungen zwei Arbeits- bzw. Schneidkanten, sodass Konkreme am Zahnhals sowie entzündetes Gewebe in den Taschen gleichzeitig in einem Schritt entfernt werden können. Durch den 0,95 mm dünnen, flexiblen und somit taktilen 1er-Schaft adaptieren sie optimal an den Zahnhälsen.


Analogous to the standard Langer universal cures, the delicate versions also have two working or cutting edges, so that concretions on the tooth neck and inflamed tissue in the pockets can be removed simultaneously in one step. Due to the 0.95 mm thin, flexible and thus tactile 1st shaft, they adapt optimally to the tooth necks.



3303-01LF-04E

L 1/2


Langer, # L 1/2, Universal-Kürette, feine Ausführung, Ø 0,95, für Unterkiefer-Molaren u. -Prämolaren, schwarz
Langer, # L 1/2, universal curette, delicate version, Ø 0.95, for use on lower molars and premolars, black



3303-03LF-06E

L 3/4

Langer, # L 3/4, Universal-Kürette, feine Ausführung, Ø 0,95, für Oberkiefer-Molaren u. -Prämolaren, gelbgrün
Langer, # L 3/4, universal curette, delicate version, Ø 0.95, for use on upper molars and premolars, yellow-green



3303-05LF-05E

L 5/6

Langer, # L 5/6, Universal-Kürette, feine Ausführung, Ø 0,95, für den Frontzahnbereich, gelb
Langer, # L 5/6, universal curette, delicate version, Ø 0.95, for use on upper and lower front teeth, yellow




SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

3310-102LC



3310-102RC

**3302-02-02E**


CU 2R/2L

COLUMBIA UNIVERSITY 2R/2L, für Frontzähne
COLUMBIA UNIVERSITY 2R/2L, for front teeth

3310-113C



3310-114C

**3302-13CU-02E**


CU 13/14

COLUMBIA UNIVERSITY 13/14, Universal Kürette, besonders für Wurzelglättung
COLUMBIA UNIVERSITY 13/14, universal curette, especially for root planing

3310-104LC



3310-104RC

**3302-04-02E**


CU 4R/4L

COLUMBIA UNIVERSITY 4R/4L, Universal Kürette, für Oberkiefer/Unterkiefer Prämolaren/Molaren
COLUMBIA UNIVERSITY 4R/4L, universal curette, for maxillary and mandibular posterior

3310-113MC



3310-114MC

**3302-13-02E**


MC 13S/14S

MCCALL 13S/14S, Universal Scaler, für approximal der Frontzähne und Prämolaren, filigrane, spitze Arbeitsenden
MCCALL 13S/14S, universal scaler, for interdental spaces of front teeth and premolars, fine, sharply pointed tips

3310-117MC



3310-118MC

**3302-17-02E**

MC 17S/18S

MCCALL 17S/18S, Universal Scaler, für Molaren, filigrane, runde Arbeitsenden
MCCALL 17S/18S, universal scaler for molars, fine, rounded tips



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

M23 Scaler

Die universellen und grazilen Biegungen der Arbeitsenden unseres SCHWERT M23 Scalars, erlauben eine perfekte Zahnsteinentfernung aller supragingivalen Flächen und Interdentalräume.


M23 Scaler

The universal and delicate working tips of our SCHWERT M23 scaler, allow perfect scaling of all supragingival surfaces and all interdental spaces.

3310-123AL



3310-123AR



3305-23-06E


M23

Universal Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume
Universal sickle scaler for removing calculus from interdental spaces

3310-204L



3310-204R



3305-04S-06E


204S

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area

3310-204LD



3310-204RD



3305-04SD-06E


204SD

Sichelscaler zur Zahnsteinentfernung schmaler Interdentalräume im Bereich der Prämolaren und Frontzähne.
Sickle scaler for removing dental plaque from narrow interdental spaces in the premolar and frontal area.

3310-107H



3310-106H



3305-06-06E

H 6/7

HYGIENIST Sichelscaler mit Kontrawinkel, für Frontzähne und Prämolaren, mesial/distal
HYGIENIST sickle scaler with opposed tips, for anterior and premolars, mesial/distal

3310-133J



3310-105H



3305-533-06E


H5/33

HYGIENIST/JACQUETTE Scaler 5/33, für Frontzähne und Prämolaren, speziell zur Entfernung von starkem Zahnstein
HYGIENIST/JACQUETTE Scaler 5/33, for anterior and premolars, especially for heavy calculus

3310-102CI



3310-103CI




3305-02-06E

CI 2/3

Kaplan Sichelscaler mit großer, der Zahnkontur angepasster Fazialfläche. Zum Entfernen von starkem Zahnstein, Kunststoff-, Zement- und Klebstoffrückständen in allen Interdentalräumen
KAPLAN sickle scaler with large facial surfaces matched to tooth contours for removing heavy calculus, plastic, cement, or adhesive residues from all interdental spaces




SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



3305-35-06E

U135


Scaler mit kleiner, der Zahnkontur angepasster Fazialfläche, für alle Interdentalräume
Scaler with small facial surfaces matched to tooth contours, for all interdental spaces



3306-02-06E

T2/3

TAYLOR mittelgroßer Sichel scaler, der Zahnkontur angepasster Fazialfläche, für alle Interdentalräume
TAYLOR medium-sized scaler with facial surfaces matched to tooth contours, for all interdental spaces



3305-GX-03E

GXC4

Universal Sichelkürette (Scaler), abgerundeten Spitzen
Universal sickle curette (scaler), rounded tips


i

Ti Scaler · Ti Scaler

SCHWERT Ti Scaler zur Implantatreinigung mit auswechselbaren, sehr grazil ausgearbeiteten Titan-Spitzen, zur Entfernung der angelagerten Plaque-Schichten auf Implantathälsen. **Die Titan-Spitzen sind nachschleifbar.**

All purpose implant scaler with exchangeable, very delicate titanium inserts to remove the accumulated plaque film on implant necks.


The titanium inserts are resharpenable.



3305-04STi-06E

S 204

Sichel scaler zur Zahnsteinentfernung der Interdentalräume im Molarenbereich, Titan
Sickle scaler for removing dental plaque from interdental spaces in the molar area, titanium tips



3305-06Ti-06E

H 6/7

HYGIENIST Sichel scaler mit Kontrawinkel, für Frontzähne und Prämolaren, mesial / distal, Titan
HYGIENIST sickle scaler with opposed tips, for anterior and premolars, mesial / distal, titanium tips



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

ULTRA Komposite


Die schwarze ULTRA Beschichtung ist im Vergleich zu Standardinstrumenten extrem hart und kratzbeständig. Die blendfreie und glatte Oberflächenstruktur verhindert störende Lichtreflexionen und ein Anhaften von Compositen. Die chemischen Eigenschaften der Beschichtung führen bei der Anwendung von Lösungsmitteln oder Sterilisation zu keinen unerwünschten Reaktionen.

Mit den superfeinen ULTRA Composite Spateln (4085-09Ti & 4085-10Ti) hat man sehr feine und hoch flexible Spatel entwickelt. Diese werden insbesondere geschätzt für die anspruchsvolle Arbeit in der ästhetischen Frontzahnzone.

ULTRA composite

The black ULTRA coating is extremely hard and scratch resistant compared to standard instruments. The smooth and anti glare surface avoids disturbing reflections of light and is less sticky for composite materials. The coating does not react with cleaning solutions or throughout the sterilization process, due to its chemical characteristics.

With the super fine ULTRA composite spatulas (4085-09Ti & 4085-10Ti) we invented very fine and high flexibles spatulas. They are appreciated particularly for the challenging work in the aesthetic front teeth area.





SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA


4085-00Ti-06E

ULTRA Composite Set, beinhaltet:

4085-01Ti-06E, 4085-02Ti-06E,
4085-03Ti-06E, 4085-04Ti-06E,
SCHWERT Protector-Tray 2597-05

ULTRA Composite set, consisting of:

4085-01Ti-06E, 4085-02Ti-06E,
4085-03Ti-06E, 4085-04Ti-06E,
SCHWERT Protector-Tray
2597-05



ULTRA

- Im neuen SCHWERT Protector-Tray
- New SCHWERT Protector-Tray

4084-107Ti



4084-117Ti

4085-07Ti-06E

Komposite Planstopfer, Ø 1,6 / 2,5 mm, auswechselbar
Composite plugger, Ø 1.6 / 2.5 mm, exchangeable

4084-108Ti



4084-118Ti

4085-08Ti-06E

Komposite Spatel, 1,7 / 1,7 mm, auswechselbar, für interproximal mesial / distal
Composite spatula, 1.7 / 1.7 mm, exchangeable, especially interproximal mesial / distal

4084-119Ti



4084-109Ti

4085-09Ti-06E

Komposite Spatel, 1,0 mm, sehr fein, flexibel
Composite spatula, 1.0 mm, very fine, flexible

4084-120Ti



4084-110Ti

4085-10Ti-06E

Komposite Spatel, 1,4 mm, sehr fein, flexibel
Composite spatula, 1.4 mm, very fine, flexible

4084-103Ti



4084-101Ti

4085-11Ti-06E

Komposite, feiner Spatel FIG. 1, 1,5mm / Birnenstopfer 1,5mm, Universalkombination
Composite, fine spatula FIG. 1, 1.5mm / pear shape plugger 1.5mm, universal combination

4084-131Ti



4084-121Ti

4085-12Ti-06E

Komposite Fissurenzieher, Ø 1,8 / 2,2 mm
Composite cone burnisher, Ø 1.8 / 2.2 mm



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Retraktionsfadenstopfer

Um Retraktionsfäden optimal platzieren zu können.

- Je ein Instrument speziell für bukkal / lingual bzw. mesial / distal
- Speziell gebogene und flexible Arbeitsenden, konkav ausgeformt für optimale Anpassung
- Durch mikroverzahnte Arbeitsenden wird ein Abrutschen des Fadens vermieden



Retraction cord packers

To place retraction cords fast and easy.

- One instrument for buccal / lingual and one for mesial / distal
- Special bended and flexible active parts, concave for perfect adaption
- Micro serrated tips for a perfect grip



- 4881-272  4881-273
- 4881-1-06E** Retraktionsfadenstopfer bukkal / lingual, grün, auswechselbar
Retraction cord packer buccal / lingual, green, exchangeable
- 4881-271  4881-270
- 4881-2-02E** Retraktionsfadenstopfer distal / mesial, blau, auswechselbar
Retraction cord packer distal / mesial, blue, exchangeable
- 4881-193  4881-192
- 4881-3-05E** Retraktionsfadenstopfer, universal, 45° gewinkelt, gezahnte Arbeitsenden, gelb, auswechselbar
Retraction cord packer, universal, 45° angulated, serrated working tips, yellow, exchangeable
- 4881-274  4881-275
- 4881-4-03E** Retraktionsfadenstopfer, rund, gezahnt, grau, auswechselbar
Retraction cord packer, round, serrated, grey, exchangeable
- 4881-276  4881-277
- 4881-5-08E** Retraktionsfadenstopfer nach Dr. Semenza, 4 Flächen optimiert, hellrot-magenta, auswechselbar
Retraction cord packer acc. to Dr. Semenza, 4 sided optimised, Lightred magenta, exchangeable



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA

i

Provisorienabnehmer · Temporary crown remover

Kurze, sichelförmige Arbeitsenden ermöglichen eine direkte Übertragung der Zugkraft am Provisorium. Die Arbeitsenden können sicher am Kronenrand adaptiert werden, wodurch ein Abgleiten nahezu vermieden werden kann.

Short sickle shaped working tips allow direct power transmission on temporary crowns. Working tips can be placed safely on the crown's edges, which avoids slipping away professionally.



4931-06E

Provisorienabnehmer, grün, auswechselbar
Temporary crown remover, green, exchangeable



4083-01-08E

3,1 mm breit, mit ERGO-Griff
3.1 mm wide, in ERGO Handle



4083-02-09E

3,8 mm breit, mit ERGO-Griff
3.8 mm wide, in ERGO Handle

i

EASY CONTACT POINT Handinstrument für Prämolaren, zum perfekten Formen der Kontaktpunkte bei der MO oder DO Restauration.

EASY CONTACT POINT Hand Instrument for premolars, for perfect forming of contact points in MO or DO restorations.





i

SCHWERT Protector-Trays

- preiswerter Schutz von Instrumenten
- geeignet für alle üblichen Hygieneverfahren
- passen exakt in Normtrays
- economical protection of instruments
- suitable for all common hygienical processes
- fits exactly into standard trays

Neues
Design
•
New
design

2597-05

SCHWERT Protector-Tray 1/3
für 5 Instrumente mit 2 Instrumentenauflagen
und 1 Niederhalter, 178 x 90 x 24 mm

SCHWERT Protector-Tray 1/3
for 5 instruments with 2 instrument support and
1 retainer, 178 x 90 x 24 mm

2597-08

SCHWERT Protector-Tray 1/2
für 8 Instrumente mit 2 Instrumentenauflagen
und 1 Niederhalter, 178 x 140 x 24 mm

SCHWERT Protector-Tray 1/2
for 8 instruments with 2 instrument support and
1 retainer, 178 x 140 x 24 mm

2597-16

SCHWERT Protector-Tray 1/1
für 16 Instrumente mit 2 Instrumentenauflagen
und 1 Niederhalter, 275 x 178 x 24 mm

SCHWERT Protector-Tray 1/1
for 16 instruments with 2 instrument support and
1 retainer, 275 x 178 x 24 mm



SCHWERT
SWORD · ESPADA
EPEE · SPADA



2603-01

SCHWERT Protector-Korb, 1/1
mit Stegen, 266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector-Basket, 1/1
with racks, 266 x 180 x 36 mm

2603-02

SCHWERT Protector-Korb
für Tac-Traction Deep Grip Kit
266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector-Basket
for Tac-Traction Deep Grip Kit
266 x 180 x 36 mm

2603-03


SCHWERT Protector-Korb, 1/1 für IDR-KIT
266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector-Basket 1/1 for IDR-Kit
266 x 180 x 36 mm

2603-04

SCHWERT Protector-Korb, 1/1 mit Stegen
und Instrumentenhalter im Deckel
266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector-Basket 1/1 with racks
and Instrument holder in the lid
266 x 180 x 36 mm



SCHWERT
SWORD - ESPADA
EPEE - SPADA




2603-05

SCHWERT Protector-Korb für Sinus-Lift
oder andere sehr lange Instrumente
266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector-Basket for Sinus
or other long instruments
266 x 180 x 36 mm




2603-06

SCHWERT Protector-Korb quer für 11
Instrumente mit Einlegeblech für Becher
266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector-Basket for 11 instruments
with part for cups
266 x 180 x 36 mm



2603-07

SCHWERT Protector für 8 Handinstrumente und
Mikro-Instrumente, Einteilung längs und quer
SCHWERT Protect basket for 8 instruments and
4 micro instruments



2603-08

SCHWERT Protector-Korb für ERGO
Chirurgie Set. Flache Universal Auflage
Zwei Querauflagen, inkl. Scherenhalter
266 x 180 x 36 mm
SCHWERT Protector basket for ERGO
Surgical Kit. Flat universal silicones
two silicones across, incl. scissors
holder in the lid,
266 x 180 x 36 mm



i

CE Alle hier aufgeführten Medizinprodukte sind mit dem **CE**-Zeichen versehen. Bei Produkten höher Klasse I wird die Kennnummer der Benannten Stelle zusätzlich ausgewiesen.

CE All medical devices indicated here bear the **CE** mark.
For products higher than Class I, the identification number of the notified body is also shown.

Article	Page						
1422	17	212-122	11	3301-11M5Ti-01E	40	3305-533-06E	46
2060	26	212-137	10	3301-13-02E	36	3305-GX-03E	47
1033-61	16	212-138	11	3301-13M5-02E	39	3306-02-06E	47
140-110	6	212-139	10	3301-13M5Ti-02E	40	4083-01-08E	51
140-2	5	212-140	10	3301-15-01E	37	4083-01-08E	51
140-321	8	212-143	11	3301-17-02E	37	4083-02-09E	51
140-34A	7	212-151	11	3302-02-02E	45	4085-00Ti-06E	49
140-34A	8	250-150	5	3302-04-02E	45	4085-01Ti-06E	48
140-35	7	2515-01	27	3302-04Ti-02E	43	4085-02Ti-06E	48
140-35A	7	2515-02	27	3302-13-02E	45	4085-03Ti-06E	48
140-36	8	2515-03	27	3302-13CU-02E	45	4085-04Ti-06E	48
140-45S	9	2597-05	52	3302-17-02E	45	4085-05Ti-06E	48
140-51S	9	2597-08	52	3302-23A-02E	41	4085-06Ti-06E	48
140-59	12	2597-16	52	3303-01-04E	41	4085-07Ti-06E	49
140-67A	4	2603-01	53	3303-01LF-04E	44	4085-08Ti-06E	49
140-67LX	12	2603-02	53	3303-01M5-04E	42	4085-09Ti-06E	49
140-67N	7	2603-03	53	3303-01Ti-04E	43	4085-10Ti-06E	49
140-67RX	12	2603-04	53	3303-03-06E	41	4085-11Ti-06E	49
140-79N	8	2603-05	54	3303-03LF-06E	44	4085-12Ti-06E	49
1402-01-08E	17	2603-06	54	3303-03M5-06E	42	4881-1-06E	50
1402-10	16	2603-07	54	3303-03Ti-06E	43	4881-2-02E	50
1411-13	17	2603-08	54	3303-05-05E	41	4881-3-05E	50
1490-50	12	3300-00	37	3303-05LF-05E	44	4881-4-03E	50
1490-60	12	3301-01-05E	37	3303-05M5-05E	42	4881-5-08E	50
1697-100-00E	29	3301-01M5-05E	38	3303-05Ti-05E	43	4931-06E	51
1701-100	28	3301-01M5Ti-05E	40	3303-100-00E	40	617-100	15
1705-100	19	3301-03-05E	37	3303-17-02E	42	617-100S	15
1705-100-00E	19	3301-05-05E	36	3305-02-06E	46	617-110	13
1705-180-00E	20	3301-05M5-05E	38	3305-04S-06E	36	617-20	14
1705-185-00E	20	3301-07-03E	36	3305-04S-06E	39	617-20S	14
1705-4	17	3301-07M5-03E	38	3305-04S-06E	41	617-21	14
1706-10	13	3301-07M5Ti-03E	40	3305-04S-06E	46	618-01	13
1790-90	30	3301-09-03E	37	3305-04SD-06E	46	618-02	13
1790-95	32	3301-100-00E	36	3305-04STi-06E	47	618-03	13
1790-140	24	3301-100M5-00E	39	3305-06-06E	46	618-100	13
2000-10F	26	3301-100M5Ti-00E	40	3305-06Ti-06E	47		
2000-60	26	3301-11-01E	36	3305-23-06E	46		
2000-70	26	3301-11M5-01E	39	3305-35-06E	47		

