

Multi Translucent

für maximale Stärke

Transluzenz von > 49 % bis > 40 %

MT

BESTE STABILITÄT

priti®multidisc ZrO₂ Multi Translucent zeichnet sich besonders durch seine sehr hohe Stabilität aus.

Dies gelingt durch ein spezielles Schichtungskonzept. Dadurch wird außerdem eine bessere Abdeckung des Untergrundes erzielt.

INDIKATIONEN


- Einzelkrone, Inlay, Onlay
- Brücken bis 14 Glieder
- Vollanatomische Kronen und Brücken
- Teleskop-Primärteile
- Implantatgetragene Suprakonstruktionen bis 14 Glieder
- Cut-Back möglich
- Gute Abdeckung verfärbter Stümpfe

MATERIAL

- Biegefestigkeit: typischer Mittelwert ≥ 1.100 MPa
- Homogene Einfärbung
- Stets reproduzierbare Farben
- Schnellsintern, gesamte Prozessdauer ca. 4 Stunden; freigegeben für Restaurationen mit bis zu 3 Gliedern

VARIANTEN

- In allen 16 VITA® classical Farben und in 3 Bleach Farben verfügbar
- In den Höhen 16, 20 und 25 mm erhältlich



[Bildliche Darstellung entspricht nicht der genauen technischen Schichtung.]