SOLIGS

Gracey Kuretten & Sets




Application of Gracey Curettes
Anwendung Gracey Küretten


Gracey 1/2, 3/4, 5/6
Für alle flächen der Frontzähne

Gracey 7/8, 9/10
Für alle bukkal und lingual flächen der Prämolaren und Molaren

Gracey 11/12, 15/16
Für alle mesialen flächen der Prämolaren und Molaren

Gracey 13/14
Für alle distalen flächen der Prämolaren und Molaren





1/2, 3/4, 5/6

11/12, 15/16

7/8, 9/10

13/14

Gracey Curettes
Gracey Küretten



15-67-001
Gracey 1-2, Für Frontzähne




15-67-002
Gracey 3-4, Für Frontzähne



15-67-003
Gracey 5-6, Für Frontzähne



15-67-004
Gracey 7-8, Für Prämolaren / Molaren, bukkal / lingual



15-67-005
Gracey 9-10, Für Prämolaren / Molaren, bukkal / lingual



15-67-006
Gracey 11-12, Für Prämolaren / Molaren, mesialen Flächen




15-67-007
Gracey 13-14, Für Prämolaren / Molaren, distalen Flächen



15-67-008
Gracey 15-16, Für Prämolaren / Molaren, mesialen Flächen

18-98-071
Gracey Küretten-Set

Gracey 1, Gracey 2, Gracey 3, Gracey 4
Gracey 5, Gracey 6, Gracey 7
Instrumenten Kassette





35-121-120
Black Gracey Küretten-Set

Gracey 1, Gracey 2, Gracey 3, Gracey 4
Gracey 5, Gracey 6, Gracey 7
Instrumenten Kassette

35-121-121
Golden Gracey Küretten-Set

Gracey 1, Gracey 2, Gracey 3, Gracey 4
Gracey 5, Gracey 6, Gracey 7
Instrumenten Kassette



Düsseldorfer Str. 40, 42697 Solingen
Tel: 0212 22554877 , Fax: 0212 22554878
E-mail: info@soligs.com , Web: www.soligs.com