Digital

Supported libraries:

- exocad
- 3Shape
- coDiagnostiX™
- smop
- SICAT
- Planmeca
- Blender for dental
- zirkonzahn
- ImplaStation

and others

GuidedEndo

The opening of obliterated teeth can be done with drilling templates:

- faster
- more gentle on the tissue

StecoGuide offers:

- special drill sleeves
- drills for template-guided endodontics




Further products

Titanmagnetics®


Magnetic attachments for implants:

- secure prosthesis hold
- easy handling
- no matrix change



Root cap magnets

For moulded root caps: Root residues simply and quickly as an additional retaining element



Magnetic extrusion

For decapitated teeth: carefully crown-lengthening




Please contact us at info@steco.de

steco-system-technik GmbH & Co. KG
Kollaustr. 6 • 22529 Hamburg • Germany
Tel. +49 40 55 77 81-0• www.steco.de/en

K.27.09.EN03 (03.2025)

steco system-technik

Drill sleeves



Drill sleeves for every case.
Simply guiding!




StecoGuide

Planning templates | Pilot drilling | Fully-guided

Planning templates


Cylindrical titanium sleeves (single sleeves)

- easy visible and measure in X-ray images, CT and DVT
- standard diameter ø 2.00 mm or for 2.35 mm drill shank
- can be used in analogue or digital mode




Guided pilot drilling

- different shapes
- various diameters (from 1.50 mm to 4.50 mm)
- can also be used in analogue




For “fully-guided” surgical sets

- for many surgical kits from well-known manufacturers
- made of titanium instead of steel



Extended pilot drilling

- multiple drill diameters through a template
- can be used as a double sleeve principle
- outer sleeve sits firmly in the template
- interchangeable inner sleeves
- available in many diameters






For more information, visit www.steco.de/en

In many libraries

Steco sleeves are integrated into numerous software libraries.



Digital

Unterstützte Bibliotheken:

- exocad
- 3Shape
- coDiagnostiX™
- smop
- SICAT
- Planmeca
- Blender for dental
- zirkonzahn
- ImplaStation

und weitere

GuidedEndo

Die Eröffnung obliterierter Zähne kann mit Bohrschablonen:

- schneller erfolgen
- substanzschonender ablaufen

StecoGuide bietet:

- spezielle Bohrhülsen
- Bohrer für die schablonengeführte Endodontie




Weitere Produkte

Titanmagnetics®


Magnetattachments für Implantate:

- sicherer Prothesenhalt
- leichtes Handling
- kein Matrizenwechsel



Wurzelkappenmagnete

Für gegossene Wurzelkappen: Wurzelreste einfach und schnell als zusätzliches Halteelement einbeziehen



Magnetische Extrusion

Bei dekapierten Zähnen: schonende Kronen-verlängerung




Rufen Sie uns gerne an!
Telefon +49 40 - 55 77 81-0

steco-system-technik GmbH & Co. KG
Kollaustr. 6 • 22529 Hamburg • Deutschland
E-Mail: info@steco.de • www.steco.de

K.27.09.DE04 (03.2025)

steco system-technik

Bohrhülsen



Bohrhülsen für jeden Fall.
Einfach führend!




StecoGuide

Planungsschablonen Pilotbohrung Fully-guided


Planungsschablonen

- zylinderförmige Titanhülsen (Einzelhülsen)
- gut sichtbar und vermessbar in Röntgenbildern, CT und DVT
- Standard Durchmesser ø 2,00 mm oder für 2,35 mm Bohrerschaft
- analog oder digital nutzbar




Geführte Pilotbohrung

- unterschiedliche Formen
- zahlreiche Durchmesser (von 1,50 mm bis 4,50 mm)
- auch analog einsetzbar




Für “fully-guided” Chirurgiesets

- für zahlreiche Chirurgie Kits namhafter Hersteller
- hergestellt aus Titan statt Stahl



Erweiterte Pilotbohrung


- mehrere Bohrer-Durchmesser durch einer Schablone
- als Doppelhülsenprinzip einsetzbar
- Außenhülse sitzt fest in der Schablone
- auswechselbare Innenhülsen
- in vielen Durchmessern verfügbar





In vielen Bibliotheken

Die Steco-Hülsen sind in zahlreichen Software-Bibliotheken verfügbar.



Weitere Informationen unter
www.steco.de