# T SWITCH

# platform




tiologic®
TWINFIT

CHAT

CONTACT
**DENTAURUM**

| | | |
|---|---|---|
| KUNDENSERVICE | +49 72 31 / 803 - | *Durchwahl* |
| Customer Support Digital | - 280 | |
| Implantologie | - 590 | |
| Auftragsannahme | - 210 | |


Dentaurum GmbH & Co. KG

Turnstr. 31
75228 Ispringen · Germany

Telefon +49 72 31 / 803 - 0

info@dentaurum.com
www.dentaurum.com


ONLINE SHOP
SHOP.DENTAURUM.COM


989-911-10 Printed by Dentaurum Germany 2024-06/B/R1-2 Änderungen vorbehalten

DE




# tiologic®
## TWINFIT

IT'S MY CHOICE.

DENTAURUM
1886

# ABUTMENT

**2** ANSCHLUSSGEOMETRIEN – **1** IMPLANTAT

## conical





# Tiefenstopp System.

## Flexibilität und Sicherheit in der Aufbereitung.

Mit dem Tiefenstopp-System für den situativen Einmalgebrauch ist eine sichere chirurgische Aufbereitung möglich. Die Tiefenstopphülsen können optional ganz einfach und schnell auf den jeweiligen Bohrer aufgesteckt werden. Die Farbcodierung ist dem Implantatdurchmesser zugeordnet. Die Hülsen sind steril verpackt und liegen jedem Implantat bei.

- Sichere Implantatinsertion mit oder ohne Tiefenstopp möglich
- Einfache Aufnahme der Tiefenstopphülsen
- Knochenschonende Aufbereitung
- Durchmesserbezogene Farbcodierung





# Verpackungskonzept.

## Einfach, effizient und sicher im Handling.

- PickUp zur direkten & sicheren Aufnahme des Implantats
- Inklusive farbcodierte Tiefenstopphülsen zur Einmalverwendung
- Inklusive Verschlussschraube
- Doppelt steril verpackt

tiologic®
SURGERY.

tio

Das neue patentierte tioLogic® TV
bietet Ihnen maximale Flexibilität
bis hin zur prothetischen Versorg
individuell und flexibel, welche A
Patienten die Beste ist – Conical o

- Conical oder Platform – Abutment
- 2 Anschlussgeometrien auf einem
- Tiefenstopp-System für den situati
- Umfangreiches Prothetiksortiment
- CAD/CAM optimiert für einen flex

tiologic®
SAFETY.



logic®
TWINFIT

WINFIT Implantatsystem
t von der Insertion
ung. Entscheiden Sie jederzeit
Abutment Variante für Ihren
oder Platform.

t Switch
Implantat
ven Einmalgebrauch
für alle Ansprüche
iblen digitalen Workflow

tiologic®
PROSTHETICS.

tiologic®
DIGITAL.

# Angulierte Lösungen für alle Ansprüche.



## Das 4Base System.

- Verschraubte Suprakonstruktionen
- Einheitliche Schnittstelle vereinfacht prothetische Versorgung
- Angulationen bis zu 50° möglich
- Vermeidung augmentativer Maßnahmen, verkürzte Behandlungszeit

## Der angulierte Schraubenkanal.




- Ausgleich von Implantatdivergenzen
- Für ästhetische und funktionelle prothetische Ergebnisse
- Diskreter Zugang im Frontzahnbereich
- Ein Schraubendreher für alle angulierten Schraubenkanäle

# Digitaler Workflow.

## Die Komplettlösung für Ihren CAD/CAM Prozess.

Das patentierte tioLogic® TWINFIT Implantatsystem ist mit all seinen Komponenten konsequent für den digitalen Workflow ausgelegt. Als Ihr digitaler Partner legt die Dentaurum-Gruppe sehr viel Wert auf wirtschaftliche und verständliche Prozessabläufe unter Einbindung unserer Materialien – angefangen vom Scan bis hin zur Herstellung. Selbstverständlich können die Abläufe auf Sie individuell zugeschnitten werden.









MACK DENTALTECHNIK

white digital dental

*induDENT* be a part of it

SCAN. | MATERIAL. | DESIGN. | HERSTELLUNG.

SERVICE